

Dunkelfeld:  
Aktivator wie geliefert, Zeit  
unverändert

#### Präparateaufnahmen:

Aktivator mit 10% Wasser  
verdünnen, Belichtungs-  
zeit 50 Prozent verlängern

Die hier gegebenen Emp-  
fehlungen können selbst-  
verständlich nur Nähe-  
rungswerte sein. Der An-  
wender wird seine Dias im  
einzelnen Fall zu testen ha-  
ben. Bei der Einfachheit  
des Verfahrens ist diese Ar-  
beit mit nur geringem Zeit-  
aufwand verbunden.

Anschrift des Verfassers:  
Dr. med. Heinz Orbach  
DGPh  
Oberstraße 121  
4040 Neuss 1

### Aufzeichnungen vom Monitor mit Polaroidfilmen

Die Polaroidfilme Typ 611  
und 667 ermöglichen un-  
mittelbar zur Verfügung  
stehende Aufzeichnungen  
vom Monitor, dabei spie-  
len die Ultraschalldiagno-  
stik und die Computertom-  
ographie eine besondere  
Rolle. Die Polaroidfilmtypen  
667 und 611 enthalten  
alle Komponenten, um ein  
vollständig entwickeltes  
Foto ohne Dunkelkammer  
sofort zur Verfügung zu ha-  
ben (Vertrieb durch Pol-  
aroid GmbH, Spredlinger  
Landstraße 109, 6050  
Offenbach 4). HO



Rollei 2000 mit neuen Objektiven

Werkfoto

### Neue Objektive für die Rollei 2000

Das Zubehörprogramm der  
Rollei 2000 ist um mehrere  
Objektive erweitert wor-  
den. Ein Zoom-Macro  
3,5-4,3/35-105, ein Dista-  
gon 2,0/28 mm und ein Cur-  
tagon 4,0/35 mm. Letzteres  
dient zur Korrektur stür-  
zender Linien. Der Bildwin-  
kel vergrößert sich durch  
die Verschiebung um 14

Grad, was bei Aufnahmen  
von hohen Gebäuden und  
Innenräumen vorteilhaft  
ist. In Normalstellung ist  
das Curtagon ein Uni-  
versal-Weitwinkelobjektiv;  
Zeiss hat ein Macro-Planar  
2,8/60 angekündigt (Her-  
steller: Rolleiflex fototech-  
nic, Salzdalumerstraße 196,  
3300 Braunschweig). Ob

### Superscharfe Schwarzweiß-Fotos

Extrem feinkörnig ist der  
Kodak Technical Pan Film  
2415, von Hause aus ein  
Film für technisch/wissen-  
schaftliche Aufnahmen.  
Entwickelt man ihn in dem  
neuen Spezialentwickler,  
dem Kodak Technidol LC-  
Entwickler, kann man die-  
sen Film in der bildmäßi-  
gen Fotografie einsetzen.  
Es lassen sich Kleinbildne-  
gative erzielen, deren Qua-  
lität mit 6 × 6-cm- und

Planfilmnegativen ver-  
gleichbar ist. Als Auflö-  
sungsvermögen werden  
400 Linien pro Millimeter  
angegeben. Wird der Film  
in dem genannten Entwick-  
ler verarbeitet, ist das Ma-  
terial wie 15 DIN zu belich-  
ten. Über dieses Material  
wird zu einem späteren  
Zeitpunkt ausführlich be-  
richtet werden (Hersteller  
Kodak A.G., Postfach 369  
7000 Stuttgart 60). Hc

### Buchbesprechung

„Naturphotographie“ aus  
der Time-Life-Reihe: Die  
Photographie. Christian  
Verlag, Akademiestraße 8,  
8000 München 40, Format  
23,5 × 24 cm, 240 Seiten,  
zahlreiche Farbfotos, 43  
DM

Im Jahre 1971 kamen die  
ersten Ausgaben der Time-  
Life-Fotobücher auf den  
deutschen Markt, 1981 er-  
schienen die ersten Bände  
der Neuauflage. Der Band  
„Naturphotographie“ ist  
völlig neu bearbeitet, das  
zeigt der Vergleich der 71er  
mit der jetzigen Auflage.  
Einige Abbildungen wur-  
den übernommen, viele  
neu hinzugefügt. Auf brei-  
ter Basis wird die Technik  
der Naturfotografie abge-  
handelt: die Makro- und  
Nahaufnahmen, Unterwas-  
serfotografie, Aufnahmen  
im Zoo und im Aquarium zu  
Hause, Landschaftsaufnah-  
men. Zu dem hier rezen-  
sierten Time-Life-Band läßt  
sich das wiederholen, was  
man schon von jedem  
Band der ersten Auflage  
sagen konnte. Die Texte  
sind lehrreich sowohl bei  
der Beschreibung der  
Technik, z. B. Art und Ein-  
zelheiten der Ausrüstung,  
die Aufnahmetechnik im  
engeren Sinne mit zahlrei-  
chen guten Tips, als auch  
bezüglich der Bildgestal-  
tung. Bildbeispiele und  
Druck sind sehr gut, die  
Texte zu den Abbildungen  
informativ. Zahlreiche Ab-  
bildungen stammen von  
weltbekannten Fotografen.  
Heinz Orbach, Neuss

**NEU** Die „Inhalierportion“  
für alle Heißwasserinhalatoren

#### Pinimenthol-Liquidum

Zusammensetzung: 1 ml enthält: Campher 114,10 mg, Ol. Eucalypti 76,00 mg,  
Ol. Pini silvestris 76,00 mg, Menthol 20,80 mg, Ol. Terebinthinae 13,40 mg, Ol. Pini  
Pumilionis 9,75 mg. Anwendungsgebiete: Akute, chronische und spastische Bronchitis,  
Erkältungskrankheiten, katarrhalische Erkrankungen, Prophylaxe der hypostatischen Pneumonie,  
zur Verhütung und Behandlung des Wundliegens bei bettlägerigen Patienten (Dekubitusprophylaxe).  
Besondere Hinweise: Nicht zur Einnahme! Bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren sollte Pinimenthol-S-  
Salbe verwendet werden. Handelsformen und Preise: OP mit 50 ml DM 11,65, OP mit 100 ml DM 16,95, Inhalationspackung OP mit  
10 ml DM 5,30, Inhalationspackung OP mit 20 ml DM 9,60.

