

E. J. Haeberle

Die Sexualität des Menschen

Handbuch und Atlas · 2., erweiterte Auflage.

XII, 607 Seiten. 295 Abbildungen. 7 Tabellen. 1985.
 Broschiert **DM 59,-** ISBN 3 11 010694 9.
 Gebunden **DM 88,-** ISBN 3 11 010693 0.

Die 2. Auflage wurde vom Autor in einem Anhang aktualisiert und dabei um folgende wichtige Kapitel erweitert:

- AIDS – „Aufgegriffenes“ Immun-Defekt-Syndrom
- Audiovisuelle Hilfsmittel in der Sexualtherapie
- Die Gräfenberg-Zone („G-Spot“)
- Sexualwissenschaft: Neuere Entwicklungen
- Sexuelle Menschenrechte
- Sexualwissenschaftliche Testfragen.

Pressestimmen zur 1. Auflage:

„Haeberle hat mit seinem Handbuch die seit langem umfassendste Darstellung der Sexualforschung geschaffen, die auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Daneben ist ihm zugleich das Kunststück gelungen, ein wirklich allgemeinverständliches und im besten Sinne populärwissenschaftliches Buch zu schreiben, das sich wegen seiner klaren Gliederung und seines Registers auszeichnet als Nachschlagewerk eignet.“

Süddeutsche Zeitung


„... Tatsächlich gibt es wohl kein zweites Fachbuch, das die Vielfalt menschlichen Sexuallebens so reichhaltig und freizügig, dabei durchaus ästhetisch in Bildern – historischen und realistischen –, darbietet wie dieses.“

Frankfurter Rundschau



de Gruyter

Irrtümer und Preisänderung vorbehalten.



**Deutscher Ärzte-Verlag
 Versandbuchhandlung**

Postfach 40 02 65 · 5000 Köln 40
 Telefon (0 22 34) 70 11-322

Antwortcoupon

Ja, ich bestelle bei der Deutscher Ärzte-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 400265, 5000 Köln 40:

_____ Ex. _____ DM _____

Name, Vorname _____

Straße, Ort _____

Telefon _____

Datum _____ Unterschrift _____

Neuer Diluter

Wenn das manuelle Pipettieren nicht präzise genug ist, wenn unterschiedliche Anwender am gleichen Arbeitsplatz Serienanalysen durchführen oder wenn Hilfspersonal ohne Laborausbildung einspringen muß, ist ein neuer Diluter eine Alternative. Er kann mit folgenden austauschbaren Volumeneinheiten geliefert werden: Probevolumen: 5, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200 und 250 µl. Reagenzvolumen: 100, 200, 250, 500 und 1000 µl. Die Bedienung ist einfach; Bedienungsfehler sind praktisch kaum möglich. Fest eingestellte Volumeneinheiten mit deutlich sichtbarer Volumenangabe und genügend Freiraum zur Methodenbeschriftung auf der Frontplatte gehören zu dem Gerät.

Mit Hilfe einer Schnellkupplung werden die Volumenkombinationen ausgetauscht, wenn nötig das gesamte Flüssigkeitssystem. Alles zusammen wird mit der beschrifteten Frontplatte im dazugehöri-



Diluter Werkfoto

gen Volumenänderer abgelegt. Häufig verwandte methodenspezifische Kombinationen stehen dann schnell zur Verfügung. Bei dem Gerät wurde bewußt auf die Entwicklung eines vollvariablen Diluters verzichtet, weil für den Routinebetrieb nur wenige Volumenkombinationen verwendet werden.

Hersteller: Eppendorf Gerätebau Netheler + Hinz GmbH, Postfach 65 06 70, 2000 Hamburg 65

Elektronisch geregelte Tischzentrifuge mit Schaltuhr

Mit sechs auswechselbaren Ausschwing- und Winkelrotoren und einer maximalen Kapazität von 4x100 ml eignet sich die Zentrifuge für vielfältige Applikationen (Plasma- oder Serumgewinnung aus Blutproben; Sedimentgewinnung aus Urinproben; Zytocentrifugation). Die Betriebsdrehzahl ist stufenlos bis 4850 U/min vorwählbar; das entspricht einer RZB von 2840xg. Elektronische Regelung sorgt für präzise Einhaltung und Reproduzierbarkeit. Der Abbremsvorgang wird ebenfalls elektronisch gesteuert. Eine automatische Abschaltvorrichtung sorgt für

den Abbruch des Zentrifugationsvorgangs beim Überschreiten der maximal zulässigen Unwucht. Leuchtdioden zeigen die momentanen Betriebsparameter an: Drehzahl, Bremsvorgang, Rotorstillstand und Unwucht. Zur Ausrüstung gehört eine Schaltuhr für die Vorwahl der Betriebsdauer zwischen 0 und 30 Minuten bzw. für Dauerbetrieb. Hohe Betriebssicherheit gemäß UVV ist durch Deckelverriegelung und -zulassung gewährleistet. Ha

Hersteller: Heraeus-Christ, Postfach 12 20, 3360 Osterode