

malmessungen erhältlich sind.

Ein kleines Gerät, das vom Patienten in einer Tragetasche behinderungsfrei getragen wird, übernimmt die Messung und Aufzeichnung in Festkörperspeichern. Protokollierung und Archivierung erfolgen über Personalcomputer. Die notwendige Software gehört zum Lieferumfang.

Die Messung des Blutdrucks erfolgt nach der Methode Riva-Rocci-Korotkow. Ein aufklebbares, nicht in die Druckmanschette integriertes Piezomikrophon trägt zur Artefaktsicherheit bei.

Als Ergebnis erhält der Arzt ein klar gegliedertes Protokoll mit Angaben über systolischen, diastolischen und Mitteldruck. Darüber hinaus können Stundenmittelwerte und der prozentuale Anteil der symptomatischen Blutdruckwerte dargestellt werden. Außer dem Blutdruck stehen die kontinuierlich gemessene Herzfrequenz, EKG-Strips und ein Parameter der körperlichen Aktivität zur Verfügung.

Die gewünschten Meßintervalle werden vor Applikation des Gerätes eingestellt. Hierbei läßt sich die Meßhäufigkeit auf die tageszeitlichen Blutdruckschwankungen abstimmen: beispielsweise kurze Meßintervalle am Tag, längere während der Nacht. Ha

Hersteller: Hellige GmbH, Heinrich-v.-Stephan-Straße 4, 7800 Freiburg i. Br.

Vom Baby in die Küche

Viele Leute meinen, man müsse in einem Haushalt, in den ein Baby neu hineingeboren worden ist, eine überaus exakte Waage haben, um zu sehen, wie viel das Kleine jeweils getrunken hat. Und solche Waagen verleiht der Apotheker – sonst kann man ja damit nichts anfangen. Es geht aber auch anders: Bei Soehnle gibt es eine Babywaage mit der Schale, in die man den Säugling hineinlegen kann – aber die kann man abnehmen. Und dann ist die „8310 multina plus“ eine ganz normale Haushaltswaage mit einer Feinteilung von 10 Gramm und einer Höchstbelastung von 20 Kilogramm. Vier Dehnungsstreifen, vom




Baby-Haushalts-Waage

Werkfoto

Mikrocomputer verglichen, bringen hohe Genauigkeit, die auf einer LCD-Anzeige

ausgewiesen wird. (Hersteller: Soehnle-Waagen GmbH + Co., 7157 Murrhardt). kb



Türkette

Die Türkette als Sicherung gegen Einbrecher und sonstige Eindringlinge hat den Nachteil, daß sie nur eingehängt werden kann, wenn man sich innerhalb der Wohnung befindet. Jetzt gibt es aber auch eine Kette, die man beim Verlassen der Wohnung einhängen und, bevor man die Tür zuschlägt, verschließen kann – ein Zylinderschloß macht es möglich. (Bezug über Otto-Versand, 2000 Hamburg 400, Bestellnummer 388 535). kb

◀ Kettenschloß

Werkfoto



DAS RICHTIGE AMBIENTE FÜR EINE ENTSPANNTES GESPRÄCHSATMOSPHERE

Variable Gestaltungsmöglichkeiten erlauben individuelle Raumlösungen. Funktionalität und Design dokumentieren Anspruch und Kompetenz. Exklusivität im Sprechzimmer „Foresta-eccentro“, die der Persönlichkeit des Arztes gerecht wird.

Fordern Sie unsere 88-seitige Broschüre „Die Praxis im Puls der Zeit“ noch heute an.

Der ideale Partner

PRAXIS

Design

Oststraße 60
2000 Norderstedt (Hamburg)
Tel. (0 40) 5 22 20 76

Görlitzer Str. 1 (Rheincenter)
4040 Neuss 1
Tel. (0 21 01) 12 07 67 / 1 74 48

Siedlerstraße 53
6057 Dietzenbach-Steinberg
Tel. (0 60 74) 2 70 39 / 2 70 30

Sanddornstraße 21
8070 Ingolstadt-Gerolfing
Tel. (08 41) 8 73 21