



datamax 2000 apris

Die Leistung.

- Privatliquidation
- Quartalsabrechnung
- KV-Zulassung für DTA
- BG-Abrechnung
- Arztbriefschreibung
- Formulardruck
- Wartezimmerverwaltung
- Leistungsstatistiken
- Patientenstatistiken
- Medikamentenvergleichsliste mit über 136.000 Präparaten
- Festbetragsregelung
- Kontraindikationen und Wechselwirkungen
- Anschluß vorhanden für:
 - Labordatenübertragung
 - med.technische Geräte
 - Barcodeleser
 - Digitalisierbrett

Infos

Data-Team
Datentechnik GmbH
Nordring 23, 8510 Fürth 1

Information 0911-3000-555

Ein modernes Kartei-System

Mit dem richtigen Karteisystem läßt sich Zeit und Energie sparen, die dem Patienten, dem Arzt und der HelferIn zugute kommt. Schnelles Auffinden einzelner Karteitaschen, ebenso problemlose Rückführung und Langlebigkeit halten den Verwaltungsaufwand in einer Praxis so gering wie möglich.

„Data-Norm“ ist ein praxisgerechtes Karteisystem auf der Basis von Farbmarkierungen. Auf der Alphabet-Leiste gehen aus Farbmarkierungen auf den Buchstabenfeldern die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachname, Kasse und interne Angaben des Patienten hervor. Das alphabetische Einsortieren erfolgt nicht mehr über Suche und Abgleich von Patienten-Vor- und Nachnamen in der Kartei. Die Karteitaste gehört dahin, wo die Farbmarkierungen fast identisch sind mit denen der „Nachbarn“. Die Markierungen signalisieren unübersehbar eine einzelne falsch einsortierte Karteitaste.

Der Wunsch vieler Benutzer, daß eine Karteitaste einen chronisch kranken Pa-



Westfoto

tienten „überleben“ sollte, stellte eine sehr hohe Anforderung an die Papierqualität. Der übliche Karteikartenkarton, 190 g/m², weiß, holzfrei, erfüllt diese Anforderungen auch bei sorgfältigster Handhabung der Karteitaste nur unvollkommen. Beim 200 g/m² Chromo-Sulfantkarton sind die Falzzahlen „quer“ und „längs“ besser als beim herkömmlichem Karton. EB

► Informationen:

Praxis Design, Oststraße 60, W-2000 Norderstedt, Tel: 0 40/5 22 20 76; Görlitzer Straße 1, W-4040 Neuss 1. Tel: 0 21 31/12 07 67; Siedlerstraße 53, W-6057 Dietzenbach, Tel: 0 60 74/2 70 39; Hindenburgstraße 50, W-8070 Ingolstadt, Tel: 08 41/8 73 21. WZ

Handliches Audiometer

Mit einem Schnelltest-Audiometer ist eine einfache und zuverlässige Hörprüfung auch außerhalb der Praxis möglich. Das Gerät bietet acht Frequenzen von 250 Hz bis acht kHz, die über Tipptasten angesteuert werden. Der Pegel ist von 10 bis 100 dB einstellbar, man kann zwischen Impuls- und Dauerton wählen. Ein Lichtpunkt zeigt auf dem Audiogramm die zu markierende Stelle an. Normalzuhörer ist ein schalldämpfter Kopfhörer; für die Hörprüfung bei Säuglingen und Kleinkindern gibt es zusätzlich einen Kugellautsprecher zur Freifeldmessung.



Westfoto

Das Gerät erfüllt die Bedingungen für die Ziffern 1590 BMA und 1400 GOÄ. Für den Einsatz außerhalb der Praxis steht ein Leichtmetallkoffer zur Verfügung (Hersteller: Bosch Medizintechnik, 1000 Berlin 33). kb